

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- ✓ El tablero espinal impermeable de plástico PE también se conoce como tablero espinal largo.
- ✓ Los rayos X deben poder penetrar la tabla espinal, que debe ser resistente pero liviana. Los rayos X también deben poder penetrar la tabla para que se pueda evaluar la lesión de la columna del paciente sin retirar al paciente de la tabla.
- ✓ Para adaptarse a estas especificaciones, el tablero esta hecho de plástico PVC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Material: polietileno de alto impacto.
- ✓ Técnica de fabricación: inyección de una sola pieza.
- ✓ Tamaño suelto: 185 x 45 x 6 cm.
- ✓ Tamaño de embalaje: 186.5 x 46.5 x 7.5 cm.
- ✓ Peso solo del tablero: 7.5 kg.
- ✓ Peso total de embalaje: 8.8 kg.
- ✓ soporta carga: 170 kg.
- ✓ Inmovilizador: 3 correas.
- ✓ Propiedades: 100% traslúcida a los rayos x.
- ✓ Usos: hospitales, ambulancias, centros de trabajo y en todo lugar donde exista riesgo de producirse un accidente.

ACCESORIOS:

- ✓ 3 Correas negras de sujeción

