

CARACTERISTICAS GENERALES:

- ✓ Tensiómetro manual + estetoscopio con estuche
- ✓ Monitor de la presión arterial
- ✓ Precisión: +/- 3 mmHg
- ✓ Material: Aleación de zinc
- ✓ incluye llave calibradora
- ✓ DO del calibrador: 50 mm

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

Tipo de tensiómetro	Aneroide
Zonas de aplicación	Brazo
Incluye estetoscopio	Sí
Circunferencia mínima del brazalete – Circunferencia máxima del brazalete	22 cm – 32 cm
Accesorios incluidos	Estetoscopio



