

CARACTERISTICAS GENERALES:

Monitor de presión Control realiza lecturas de la presión sistólica, presión diastólica y del pulso, y alerta al usuario cuando se detecta hipertensión. Con su Detector de Latido Irregular, también alerta la presencia de latidos irregulares potencialmente peligrosos.

Operación simple y silenciosa, con el toque de un botón. Funciones avanzadas:

- ✓ • Guía de ajuste del brazalete: El monitor alerta al usuario cuando el brazalete no está colocado correctamente.
- ✓ • Detector de latido Irregular: El monitor alerta al usuario, la presencia de latidos irregulares potencialmente peligrosos.
- ✓ • Memoria de Última Medición: Almacena el resultado de la última medición.
- ✓ • 5 Años de Garantía: Garantía limitada de cinco años con Omron.

ACCESORIOS: 4

- ✓ –TENSIÓMETRO DIGITAL DE BRAZO
MARCA: OMRON MODELO: HEM-7120 ORIGEN: JAPÓN
- ✓ BRAZALETE
MARCA: OMRON MODELO: HEM-7120 ORIGEN: JAPÓN
- ✓ PILAS X 4 UND
MARCA: TOSHIBA MODELO: AA ORIGEN: JAPÓN
- ✓ MANUAL DE USUARIO

PRESENTACIÓN EN CAJA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Pulso: $\pm 5\%$ de lectura.
- ✓ Clasificación IP: IP 20.
- ✓ Pieza aplicada: Tipo BF.
- ✓ Protección contra descarga eléctrica: Equipo ME encendido internamente.
- ✓ Modo de funcionamiento: Funcionamiento continuo.
- ✓ Temperatura de operación/humedad: 10°C a 40°C / 15 a 90% de humedad relativa.
- ✓ Temperatura de almacenamiento/ humedad/presión de aire: -20°C a 60°C / 10 a 95% de humedad relativa 700 a 1060 hPa.
- ✓ Peso de la unidad principal: Aproximadamente 250g (sin incluir las pilas).
- ✓ Peso del brazalete: Aproximadamente 170 g.
- ✓ SKU: OM7120.
- ✓ Tamaño (L x P x A cm): 1.00 x 1.00 x 1.00.
- ✓ Medidas del Brazalete universal: (22 cm a 42 cm).
- ✓ Peso: 1.00 Kg.
- ✓ Peso de Envío (Kg): 1.00 kg.

