

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El Toma Presión de Brazo Omron HEM-7121 J es un Monitor de Presión Control + alerta al usuario cuando detecta latidos irregulares y Error de Movimiento.
- ✓ Su Guía de Ajuste del Brazaletе avisa cuando el brazaletе no está colocado adecuadamente, reduciendo los errores.
- ✓ Adicionalmente, cuenta con un Brazaletе Universal que se ajusta fácil y cómodamente a brazos de 22 a 42 cm de circunferencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Control de inflación óptima Intellisense, Tecnología que permite obtener mediciones mucho más cómodas y exactas. Guía de ajuste del brazaletе. El monitor alerta al usuario cuando el brazaletе no está colocado correctamente. Además almacena las últimas 30 mediciones, permitiendo encontrarlas con facilidad y monitorear cambios en la presión arterial.
- ✓ Alerta al usuario la presencia de latidos irregulares potencialmente peligrosos.
- ✓ Detecta cuando se produce un error en la lectura debido a un movimiento excesivo del usuario.
- ✓ Brazaletе universal (22 – 42 cms). El brazaletе universal de OMRON es cómodo, fácil de usar y está diseñado para ajustarse a brazos con una circunferencia mediana y grande (22 a 42 cm).
- ✓ 1 Monitor de presión arterial automático.
- ✓ 1 Brazaletе universal (22-42 cm).
- ✓ 1 Manual de instrucciones.
- ✓ 4 Pilas «AA» Alcalinas.

