

CARACTERISTICAS GENERALES:

Ri-champion N: el dispositivo clínicamente validado y fácil de usar según el estándar A/A de BHS. Cuenta con reconocimiento de latidos cardíacos irregulares, almacenamiento de memoria de hasta 99 lecturas, tono de pulso y fecha y hora.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS:

- ✓ Cuatro (04) pilas AA.
- ✓ Un (01) brazalete M (adultos estándar).
- ✓ Un (01) Manual de usuario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Medición de la tensión arterial y del pulso.
- ✓ Cumplimiento con normativa BHS A/A.
- ✓ Reconocimiento de arritmia cardíaca.
- ✓ Pantalla grande en LCD.
- ✓ Señal de pulso óptica y acústica.
- ✓ 99 memorias.
- ✓ Fecha y hora.
- ✓ Compartimento para almacenamiento de brazalete.
- ✓ Variedad de brazaletes para niños, adultos y adultos de mayor tamaño.
- ✓ Peso: 630 g con baterías.
- ✓ Tamaño: 98 (ancho) x 163 (largo) x 106 (largo) mm / 3,9 (ancho) x 6,4 (largo) x 4,2 (alto) en pulgadas.
- ✓ Rango de medición: SYS/DIA: 30 a 280mmHg, Pulso: 40 a 200 por minuto.
- ✓ Precisión: Presión interior ± 3 mmHg, Pulso $\pm 5\%$.
- ✓ Fuente de energía: 4 baterías tamaño AA, 1.5V (incluidas), adaptador a la red de 6V 600Ma (opcional).

