

CARACTERISTICAS GENERALES:

Este monitor de presión arterial ha superado los criterios de la Sociedad Europea de Hipertensión al cumplir con todos los requisitos.

El monitor cumple con los requisitos estándar de precisión de AAMI (AAMI / ANSI / ISO 81060-2).

La tecnología Real Fuzzy determina la presión ideal del manguito en función de presión arterial sistólica y tamaño del brazo. Los usuarios ya no necesitan preestablecer el nivel de inflación antes de la medición, La tecnología elimina toda incomodidad del brazo a través de ajustes innecesarios de alta inflación y evita lecturas inexactas causadas por niveles erróneos de inflado del manguito.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Detección de movimiento.
- ✓ Detección colocación brazal.
- ✓ Indicador de riesgo de hipertensión.
- ✓ Detector del latido irregular (IHB).
- ✓ Rellanada al último número en memoria.
- ✓ Operación automática con un solo toque.
- ✓ Brazal cónico universal patentado sin látex.
- ✓ LCD gigante | 55x63mm.
- ✓ Adaptador a corriente.
- ✓ Calibración de por vida.
- ✓ Detección de movimiento: ayuda a recordar al usuario que permanezca quieto e indica cualquier movimiento del cuerpo durante la medición. El icono especificado aparece una vez que se ha detectado un “movimiento corporal” durante y después de cada medición.
- ✓ Detección de brazalete: Detecta e indica si el brazalete está envuelto alrededor del brazo correctamente.
- ✓ Precisión clínica: Este monitor de presión arterial ha superado los criterios de la Sociedad Europea de Hipertensión al cumplir con todos los requisitos. Este monitor cumple además con los requisitos estándar de precisión de AAMI (AAMI / ANSI / ISO 81060-2).



ACCESORIOS:

- ✓ pilas AAA / 4 UND.
- ✓ Brazaletes universal patentado sin látex.
- ✓ Manual de instrucciones.
- ✓ Bolsa de cuerda para el equipo.

AYUDA

Sistema de calibración móvil

