

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Alto: 7.2 cm.
- ✓ Ancho: 7 cm.
- ✓ Profundidad: 2.95 cm.
- ✓ Alto empaque: 11 cm.
- ✓ Ancho empaque: 10.5 cm.
- ✓ Profundidad empaque: 9 cm.
- ✓ Peso con empaque: 315 g.
- ✓ Marca: CITIZEN.
- ✓ Modelo: CH-618.
- ✓ Palabra clave: Tensiómetro digital
- ✓ Rango de medición: Presión: 0 a 300 mmHg | Pulsos: 40 a 199 pulsos/min.
- ✓ Precisión: Presión: ± 3 mmHg | Pulsos: ± 5 pulsos/min.
- ✓ Memoria de medición: Sí.
- ✓ Capacidad de memoria: 2 x 60.
- ✓ Apagado automático: Sí.
- ✓ Detección de arritmias: No.
- ✓ Alimentación: 2 pilas AAA.
- ✓ Funciones destacadas: De muñeca / Promedio 3 últimos resultados / Hora y fecha.
- ✓ Color: Negro.

Incluye: Pila AAA x 2, Estuche.

