

CARACTERISTICAS GENERALES:

- ✓ El termómetro digital es un dispositivo que permite medir y visualizar la temperatura corporal (Oral, rectal y axilar)
- ✓ Componentes: Sensor del termómetro, pantalla LCD, botón de encendido y apagado, compartimiento de batería.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Rango de medida: 32.0°C a 42.9 °C
- ✓ Precisión de medida: ± 0.1 °C (35.5 °C a 42.0°C)
- ✓ Temperatura de almacenamiento y transporte: -25°C a 55°C

