

CARACTERISTICAS GENERALES:

- ✓ Sin alcohol.
- ✓ Color: Blanco.
- ✓ Fuente de alimentación: Funciona con batería.
- ✓ Recuento de unidades: 1.0 Count.
- ✓ Cantidad de baterías: 2 AA (Tipo de pila necesaria).
- ✓ Clasificación de temperatura superior: 109.2 Grados Fahrenheit.
- ✓ Tiempo de respuesta: 1 Segundos.
- ✓ Dimensiones del artículo LxWxH: 5.91 x 3.94 x 1.57 pulgadas.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ Termómetro multimodo: El termómetro de frente Berrcom está diseñado para todas las edades. No solo soporta la función de la frente, sino que es capaz de ocupar habitación, temperatura del objeto. °C y °F son fácilmente conmutables.
- ✓ Lectura instantánea sin contacto: el termómetro sin contacto Berrcom puede tomar la temperatura corporal al instante sin contacto físico; una gran opción para familias, guarderías, clínicas y escuelas.
- ✓ Recuperación de memoria y apagado automático: Berrcom JXB-178 recuerda las últimas 32 temperaturas y se puede apagar automáticamente para ahorrar energía cuando no hay funcionamiento durante 30 segundos.
- ✓ Precisión de grado médico: el termómetro infrarrojo Berrcom cumple con la precisión de grado médico, limpia cualquier sudor, transpiración o grasa antes de la medición para mayor precisión.
- ✓ Retroiluminación de 3 colores con alarma de fiebre: el termómetro sin contacto Berrcom tiene una gran pantalla retroiluminada de 3 colores y alarma de pitido de fiebre que indica la temperatura normal, elevada y de fiebre respectivamente en modo corporal; los modos de silencio y zumbador están disponibles.