

CARACTERISTICAS GENERALES:

Las tiras de prueba de glucosa en sangre NIPRO PREMIER ALPHA, se usan con el medidor PREMIER ALPHA la cual trabaja en conjunto para desarrollar resultados altamente exactos y precisos.

- ✓ Empaque múltiple, el cual garantiza las propiedades físicas, químicas e integridad del producto.
- ✓ Envase de polipropileno grado médico con tapa a presión.
- ✓ Tira reactiva de material flexible.
- ✓ Aséptica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**MATERIAL**

- ✓ Cinta flexible
- ✓ Libre de rebabas y aristas cortantes
- ✓ Condición biológica: Aséptica

COMPOSICIÓN

- ✓ Glucosa Deshidrogenasa FAD (GDH – FAD) – Sin interferencia con maltosa, galactosa y demás hexosas.
- ✓ Cloruro de magnesio
- ✓ Hidroxipropil metilcelulosa
- ✓ Ferricianuro potásico
- ✓ Buffer succionato

