

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- ✓ El torniquete de combate es una herramienta vital para evitar hemorragias extremas o desangramientos.
- ✓ Ideal para cualquier servicio de Emergencias (Ambulancias, Rescate, Protección Civil, Militares, etc.).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Una banda de constricción real para aumentar la presión constrictiva y la comodidad del paciente.
- ✓ Diseño de hebilla de cierre rápido, de conexión rápida, que permite un cambio de ruta rápido de la banda alrededor de las extremidades atrapadas sin volver a enhebrar.
- ✓ Bajo perfil, componentes de aleación de peso más ligero, proporcionando la resistencia requerida y la durabilidad que solo el metal puede ofrecer.
- ✓ Método de aplicación individual, independientemente de la ubicación.
- ✓ Torniquete táctico y tamaño reducido para un almacenamiento más fácil.
- ✓ Material: Nylon.
- ✓ Dimensiones: 100 x 5 cms.
- ✓ Color: Negro.

