

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Trasegador o tubo conector rígido, que permite el paso del oxígeno medicinal de un cilindro tipo m, a un cilindro pequeño tipo e, con manómetro de oxígeno para visualizar presión de llenado, con tuercas y empaquetaduras para estos cilindros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Longitud del trasegador: 107 cm.
- ✓ Material: Acero inoxidable.
- ✓ Terminales: 1. (CGA-540) 2. (CGA-870).
- ✓ Presión máxima del trasegador: 4000 psi.
- ✓ Modelo: TJK-870
- ✓ Nombre comercial: Trasegador de oxígeno jockey.

